

SELEZIONE FILI DI SUTURA PER LA CHIRURGIA ODONTOIATRICA

Safil / Safil Quick

Safil è una sutura assorbibile a medio termine, intrecciata rivestita, composta da una molecola di acido poliglicolico puro. Safil si degrada per idrolisi con un assorbimento prevedibile e misurabile.

Il filo presenta un'eccellente annodabilità e viene riassorbito completamente tra 60 e 90 giorni.

Safil Quick è una sutura sintetica assorbibile a breve termine, intrecciata e rivestita, composta da una molecola di acido poliglicolico a basso peso molecolare. Si degrada per idrolisi e viene riassorbita in circa 42 giorni.



PremiCron

Premicron è una sutura sintetica non assorbibile intrecciata e rivestita, composta da fibre di Poliestere.

Le suture Premicron sono uniformemente rivestite con silicone per facilitarne lo scorrimento e migliorarne la maneggevolezza.

Elevata sicurezza e scorrimento del nodo oltre alla ridotta adesione di placca, sono i punti di forza di questo filo sempre più utilizzato nella chirurgia odontoiatrica.



Supramid

Supramid è una sutura sintetica non assorbibile in Poliammide 6.6.

Il filo è ricoperto da una guaina di poliammide 6 per tutta la sua lunghezza rendendolo uno pseudo-monofilamento. Sutura flessibile e maneggevole con una buona tenuta del nodo e una bassa reazione tissutale.

Adatta a una chirurgia implantare in quanto combina i benefici dei fili intrecciati e dei monofilamenti.



Silkam

Sutura intrecciata non assorbibile di colore nero. Prodotta con filamenti di seta naturale.

Viene rivestita con silicone e cera per aumentarne la scorrevolezza. Tenuta e facile realizzazione del nodo ne fanno una sutura adatta a tutte le situazioni chirurgiche.



SUTURE

Safil

Triangolare 3/8 cerchio ▼

16 mm	4/0	C1048513
16 mm	5/0	C1048212
12 mm	5/0	C1048207

PremiCron

Triangolare 3/8 cerchio ▼

19 mm	3/0	C0026232
16 mm	4/0	C0026245
12 mm	5/0	C0026172

Tapercut 3/8 cerchio ▼

18 mm	4/0	C0026344
-------	-----	----------

▼ Ago Triangolare

● Ago Cilindrico

▼ Ago Tapercut

CONFEZIONE DA 36 SUTURE

Supramid

Triangolare 3/8 cerchio ▼

19 mm	3/0	C0712213
19 mm	4/0	C0712205
16 mm	4/0	C0712132
16 mm	5/0	C0712124
12 mm	5/0	C0712078

Silkam

Cilindrico 1/2 cerchio ●

22 mm	2/0	C0760315
-------	-----	----------

Triangolare 1/2 cerchio ▼

23 mm	2/0	C0762326
-------	-----	----------

Triangolare 3/8 cerchio ▼

19 mm	3/0	C0765210
19 mm	4/0	C0765201
16 mm	4/0	C0764132

Tapercut 1/2 cerchio ▼

17 mm	3/0	C0763144
17 mm	4/0	C0763136