


EXAGON

EXAGON


La linea implantare Exagon è caratterizzata da una connessione esagonale esterna, che trova ampio riscontro nella realizzazione della tecnica "All on four" e di protesi su barra. Il design dell'impianto si distingue per la sua forma cilindrica con spire autofilettanti.



- 1 Connessione esterna esagonale
- 2 Corpo cilindrico
- 3 Trattamento superficiale compatibile con TiUnite™ di Nobel Biocare™



Ø	Articolo	L. 7	L. 8.5	L. 10	L. 11.5	L. 13	L. 15	L. 18
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,75		BR3.75X07	BR3.75X8.5	BR3.75X10	BR3.75X11.5	BR3.75X13	BR3.75X15	-
4,0		-	BR4.0X8.5	BR4.0X10	BR4.0X11.5	BR4.0X13	BR4.0X15	-
5,0		BR5.0X07	BR5.0X8.5	BR5.0X10	BR5.0X11.5	BR5.0X13	BR5.0X15	-




























Disponibile anche una linea con un design maggiormente conico nella zona apicale, adatto alla sottopreparazione dei siti chirurgici a garanzia di una migliore stabilità primaria.

- 1 Connessione esterna esagonale
- 2 Apice conico



Ø	Articolo	L. 7	L. 8.5	L. 10	L. 11.5	L. 13	L. 15	L. 18
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,0		BRGR4X7	BRGR4X8.5	BRGR4X10	BRGR4X11.5	BRGR4X13	BRGR4X15	BRGR4X18

	Vite di guarigione					Transfer					Analogo		
	3.75	h2	h4			3.75 / 4.0					3.75 / 4.0		
	4.0	h2	h4			5.0					5.0		
	Moncone tras mucoso					Moncone inclinato 15°					Cilindro calcinabile		
	3.75	h1	h2			3.75	h1,5	h2,5			3.75	N/R	R
	4.0	h1	h2			4.0	h1,5	h2,5			4.0	N/R	R
	Exagon lok					Moncone a pallina					Cappetta bassa aperta		
	4.0	h1	h2	h3		h4	3.75	h1	h2		h3	h4	
							4.0	h1	h2		h3	h4	
	Mua dritto					Mua angolato					Cappetta di guarigione per Mua		
	3.75	h1 / h2 / h3 / h4					17°		30°				
	4.0	h1 / h2 / h3 / h4				3.75	h2 / h3		h3 / h4 / h5				
	Transfer per Mua					Analogo per Mua					Cilindro provvisorio per Mua		
	Cilindro calcinabile per Mua					Avvitatore da manipo per Mua					Cacciavite digitale		
											per vite tappo Ex.0,90		
											per vite connessione tipo unigrip™		
	Connessione per cricchetto per viti monconali tipo unigrip™					Connessione per manipo per viti monconali tipo unigrip™					Connessione per cricchetto per impianto		
	Cricchetto dinamometrico con regolazione del torque da 0 a 35 Ncm					Fresa lancia corticale					Fresa chirurgica cilindrica		
											Ø 2.0 / 2.5 / 2.8 Ø 3.0 / 3.2 / 3.4 / 3.5 Ø 4.0 / 4.25 / 4.5		



meté
Biointegrated Dental Implants

Via Sciesa, 40/C
21013 Gallarate (VA)
Tel./Fax: +39 0331.796417
www.dentalmete.it