




Diamonds Burs

La nostra Società, da sempre conosciuta per la produzione di impianti dentali e per la lavorazione del Titanio, desidera mettere a disposizione della propria Clientela una gamma completa di frese diamantate, che sono state studiate e prodotte dalle migliori aziende per offrire le massime prestazioni in termini di affidabilità, precisione, durata e qualità di taglio.

La diamantatura effettuata con le tecniche più moderne prevede l'impiego di diamante naturale accuratamente selezionato, garantendo così una granulometria uniforme dei cristalli e un taglio più efficace rispetto a quello sintetico oltre allo sviluppo di temperature inferiori.

L'utilizzo di un particolare legante permette di avere una fresa con doppio strato di diamante ottenendo così una durata maggiore dello strumento.


Le frese diamantate sono disponibili con grana particolare per la monconizzazione atraumatica di denti vitali, con grana grossa per demolizioni rilevanti, con grana fine per la rifinitura della preparazione e con micrograna per la lucidatura dei compositi.



FRESE DIAMANTATE - DIAMONDS BURS

INSTRUMENTES DIAMANTÉS - DIAMANT INSTRUMENTE

Codifica numerica ISO degli strumenti diamantati
ISO Numbering System / Système de numéros d'ISO
Nummernsystem nach DIN EN ISO



A + B + C + D + E
ISO 806 314 257 524 018

VELOCITÀ DI ROTAZIONE / ROUND SPEEDS VITESSES DE ROTATION / DREHZAHLEN		
DIAMETRO PEZZO LAVOR. ISO Ø (1/10 mm)	MAX N. GIRI (min ⁻¹)	N. GIRI CONSI- GLIATO (min ⁻¹)
007 - 010	450.000	100.000 - 220.000
012 - 014	450.000	70.000 - 220.000
016 - 018	450.000	55.000 - 160.000
021 - 023	300.000	40.000 - 120.000
025 - 027	160.000	35.000 - 110.000
029 - 031	140.000	30.000 - 95.000
033 - 040	120.000	25.000 - 75.000
042 - 050	95.000	15.000 - 60.000
055 - 070	60.000	12.000 - 40.000
080 - 100	45.000	10.000 - 20.000
N. DI GIRI CONSIGLIATO PER LE GRANE F e SF		
F	40.000	10.000 - 20.000
SF	30.000	8.000 - 15.000

A	Materiale della Parte Lavorante Material of the working part Matériau de la partie travaillante Werkstoff des Arbeitsteils	806 = Diamante, legante metallico galvanico 806 = Diamond, galvanic metal bond 806 = Diamant, liant galvanico-métallique 806 = Diamant, galvanische Metallbindung
B	Tipo di attacco Shank and overall length Tige et longueur totale Schaft und Gesamtlänge	314 = FG attacco standard da 19mm e Ø 1,6 mm 314 = FG Shank standard 19mm, Ø 1.60mm 314 = FG standard 19 mm, Ø 1,60mm 314 = FG Schaft standard 19 mm, Ø 1,60 mm
C	Forma della fresa in base (ISO 6360-2) Shape (ISO 6360-2) Forme de réalisation (ISO 6360-2) Form (ISO 6360-2)	257 = Football 257 = Pointed Bud 257 = Bouton 257 = Knospe
D	Granulometria di lavorazione Grit size/cut Granulométrie ou denture Körnung bzw. Verzahnung	524 = Granulometria dimensioni standard 524 = Grit size standard 524 = Granulométrie standard 524 = Körnung standard
E	Dimensione Nominale Nominal size Taille nominale Nenngröße	ISO 2157 Larghezza del diametro della parte lavorante (1/10 mm) 018 = Size 1.8mm ISO 2157 Largest head diameter of the working part (1/10 mm) 018 = Size 1.8mm ISO 2157 Le diamètre de la partie travaillante (1/10 mm) 018 = Taille 1,8 mm ISO 2157 größter Durchmesser des Arbeitsteils (1/10 mm) 018 = Grösse 1,8 mm

TIPO DI ATTACCO / DATA OF SHANKS / DONNÉS DES TIGES / SCHAFTDATEN			
TIPOLOGIA / TYPES / TYPES / ARTEN	Ø		ISO
FG	1,6 mm	19 mm	314
FGL	1,6 mm	21 mm	315
FGXL	1,6 mm	25 mm	316
RA / CA / W	2,35 mm	22 mm	204
HP / HP / H	2,35 mm	44,5 mm	104

DIMENSIONI GRANULOMETRIA DIAMANTE • DIAMOND GRIT SIZES
TAILLE DU GRAIN DES INSTRUMENTS DIAMANTÉS • DIAMANT KÖRNUNGEN

granulometria grit definition grain korndefinition	abbreviazione abbreviation abréviation abkürzung		dimensioni grani / µ grit size / µ granulométrie / µ korn Grösse / µ		colore anello ring markings code couleur ringmarkierung	N° ISO ISO No. no ISO ISO Nr.
super grossa super - coarse extra gros supergrub	SG		180		nero black noir schwarz	544
grossa coarse gros grob	G		151		verde green vert grün	534
media medium standard standard	M		107		- - -	524
fine fine fin fein	F		50		rosso red rouge rot	514
super fine super - fine extra fin superfein	SF		20		giallo yellow jaune gelb	504

PITTOGRAMMA / PICTOGRAPHS
PICTOGRAPHIES / PIKTOGRAMME



Preparazione cavità
Cavity preparation
Préparation cavitaire
Kavitätenpräparation



Preparazione coronarie
Crown preparation
Préparation coronaire
Kronenpräparation



Lavorazione su otturazione
Working on fillings
Processus de remplissage
Füllungsbearbeitung



Rimuovi Otturazione
Removal of old fillings
Retrait des vieilles obturations
Aufbohren alter Füllungen



Numero ISO
ISO No.
Numéro ISO
ISO-Nummer



Riferimento ordine prodotto
Order No.
Référence de la commande
Bestellnummer



Velocità di Rotazione consigliata
Speed recommendation
Recommandation de vitesse
Drehzahlempfehlung
otp.



Velocità di rotazione MAX
Maximum permissible speed
La vitesse maximale autorisée
Maximal zulässige Drehzahl
max.



Numero di frese per scatola
Number of pieces per box
Nombre de pièces par boîte
Stückzahl pro Karton

ESEMPIO ORDINE / ORDER EXAMPLE
EXEMPLE DE COMMANDE / BESTELLBEISPIEL

801 (001)



3

Pallina
Spherical (Round)
Boule
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm








Shank No. ISO ORDER No. TEKA

FG 806 314 001 524 ... **801...M** **016** 1

REF ORDINE **801 016 M**

1-2-3: GRUPPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE

Vari tipi di preparazione corona
Various types of crown preparation
Différents types de préparation d'une couronne
Varianten der Kronenpräparation



801 (001)

5


Pallina
Spherical (Round)
Boule
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 001 524 ...	801...M	
FG	806 314 001 544 ...	801...SG	
FG	806 314 001 534 ...	801...G	
FG	806 314 001 514 ...	801...F	
FG	806 314 001 504 ...	801...SF	



008 009 010 012 014 016 018 021 023 025 027 029 033

008	009 ₁	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₁	021 ₂	023 ₂	025 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂
				014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂	025 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂
			012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂	025 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂
008	009 ₂	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂	025 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂
			012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂	025 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂

801L (697)

5


Pallina, lunga
Spherical, extra long neck
Boule larga
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm


Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 697 524 ...	801L...M	
FG	806 314 697 544 ...	801L...SG	
FG	806 314 697 534 ...	801L...G	



014 016 018 023 027 029 033

014 ₂	016 ₂	016 ₂	023 ₂	027 ₂	029 ₂	033 ₂
014 ₃	016 ₃	016 ₃	023 ₃	027 ₃	029 ₂	033 ₂
014 ₃	016 ₃	016 ₃	023 ₃	027 ₃	029 ₂	033 ₂



802 (002)

5

Pallina con collare
Ball collar
Bola con extensión
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 002 524 ...	802...M	
FG	806 314 002 544 ...	802...SG	
FG	806 314 002 534 ...	802...G	
FG	806 314 002 514 ...	802...F	



008 009 010 012 014 016 018 023

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 3,20

008 ₁	009 ₁	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	023 ₂
				014 ₂	016 ₂	018 ₃	023 ₃
			012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃	023 ₃
					016 ₂		

805 (010)

5

Cono rovesciato
Inverted cone
Cono invertido
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 010 524 ...	805...M	
FG	806 314 010 544 ...	805...SG	
FG	806 314 010 534 ...	805...G	
FG	806 314 010 514 ...	805...F	



008 009 010 012 014 016 018 021 023

1,0 1,0 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,9 2,5

008 ₁	009 ₁	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	021 ₂	023 ₂
				014 ₂	016 ₂	018 ₃	021 ₃	023 ₃
			012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃	021 ₃	
				014 ₂	016 ₂			

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

806 (019)

5

Cono rovesciato con collare
Inverted cone collar
Cono invertido con extensión
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

008 009 010 012 014 016 018 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 019 524 ... 806...M

008₁ 009₁ 010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 023₂

FG 806 314 019 544 ... 806...SG

014₂ 016₂ 018₃


FG 806 314 019 534 ... 806...G

009₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₃ 023₃

807 (225)

5

Cono rovesciato
Inverted Cone
Cône renversé
Umgekehrter Kegel



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018 021 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 225 524 ... 807...M

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 021₂ 023₂

FG 806 314 225 544 ... 807...SG

016₂

FG 806 314 225 534 ... 807...G

012₂ 014₂ 016₂ 018₃ 021₃


FG 806 314 225 514 ... 807...F

012₂ 016₂

811 (038)

5

Barile
Barrel
Baril
Doppelkegel, innen



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

037 040

Lungh./Length/Longueur/Länge in

7,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 038 524 ... 811...M

037₃ 040₃

FG 806 314 038 544 ... 811...SG

037₃ 040₃

FG 806 314 038 534 ... 811...G

037₃ 040₃

813 (023)

5

Fresa per amalgama
Amalgam Remover
Excision d'amalgame
Amalgamentferner



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 023 524 ... 813...M

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

FG 806 314 023 544 ... 813...SG

016₃ 018₃

FG 806 314 023 534 ... 813...G

012₃ 014₃ 016₃ 018₃

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

813L (523)

5

Fresa per amalgama
Amalgam Remover
Excision d'amalgame
Amalgamentferner



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

014 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 523 524 ... 813L...M

014₃ 016₃

FG 806 314 523 534 ... 813L...G

014₃ 016₃

815 (040)

5

Ruota
Wheel
Roue
Rad



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 016 018 023 027 033

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 040 524 ... 815...M

012₃ 016₃ 018₃ 023₃ 027₃ 033₃

FG 806 314 040 534 ... 815...G

016₃ 018₃ 023₃ 027₃ 033₃

822 (237)

5

Peretta
Pear
Poire
Birne



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

008 009 010 012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

2,0 2,0 2,0 3,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 237 524 ... 822...M

008₁ 009₁ 010₁ 012₁

FG 806 314 237 544 ... 822...SG

012₂

FG 806 314 237 534 ... 822...G

008₂ 009₂ 010₂ 012₂

FG 806 314 237 514 ... 822...F

012₂

825 (304)

5

Lenticolare
Knife Edge
Lentille
Linse



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018 025 033 040

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,8 0,9 0,9 1,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 304 524 ... 825...M

018₂ 025₂ 033₂ 040₂

FG 806 314 304 534 ... 825...G

025₃

830 (238)

5

Peretta
Pear
Poire
Birne



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

008 009 010 012 014 016 018 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 238 524 ... 830...M

008₁ 009₁ 010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₁ 021₁

FG 806 314 238 544 ... 830...SG

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂

FG 806 314 238 534 ... 830...G

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂

FG 806 314 238 514 ... 830...F

008₂ 010₂ 012₂ 014₂

FG 806 314 238 504 ... 830...SF

012₂

830L (239)

5

Peretta lunga
Pear long
Poire, long
Birne lang



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018 021 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 239 524 ... 830L...M

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

FG 806 314 239 544 ... 830L...SG

014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

FG 806 314 239 534 ... 830L...G

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

FG 806 314 239 514 ... 830L...F

012₃ 014₃ 016₃

FG 806 314 239 504 ... 830L...SF

014₃

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

833 (466)

5


Per modellazione oclusale
For modeling occlusal
Pour la modélisation occlusale
Für die Modellierung okklusalen



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 466 524 ...	833...M	
FG	806 314 466 514 ...	833...F	
FG	806 314 466 504 ...	833...SF	



018 021 031 037
5,9 3,5 3,5 3,5

018₂ 021₂ 031₂ 037₃
018₃ 021₃ 031₃ 037₃
018₃ 021₃ 031₃ 037₃

834 (552)

5

Marcatore di profondità
Depth Marker
Marqueur de profondeur
Tiefenmarkierer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 552 524 ...	834...M	



016 021
6,0 6,0

016₃ 021₃

835 (107)

5


Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 107 524 ...	835...M	
FG	806 314 107 544 ...	835...SG	
FG	806 314 107 534 ...	835...G	
FG	806 314 107 514 ...	835...F	
FG	806 314 107 504 ...	835...SF	



008 009 010 012 014 016 018
3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

008₁ 009₁ 010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₁
010₂ 012₂ 014₂ 016₂
009₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂
010₂ 012₂ 014₂
012₂

835KR (156)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 156 524 ...	835KR...M	
FG	806 314 156 544 ...	835KR...SG	
FG	806 314 156 534 ...	835KR...G	
FG	806 314 156 514 ...	835KR...F	



008 010 012 014 016 018
3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

008₁ 010₁ 012₁ 014₁
014₂ 016₂
010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂
008₂ 010₂ 012₂

836 (110)

5


Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 110 524 ...	836...M	
FG	806 314 110 544 ...	836...SG	
FG	806 314 110 534 ...	836...G	
FG	806 314 110 514 ...	836...F	



009 010 012 014 016 018 023 025 027
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

009₁ 010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 023₂ 025₂
012₂ 014₂ 016₂ 027₃
010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₃ 023₂ 025₂
010₂ 012₂

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

836KR (157)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 157 524 ...	836KR...M
FG	806 314 157 544 ...	836KR...SG
FG	806 314 157 534 ...	836KR...G
FG	806 314 157 514 ...	836KR...F

008 ₁	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂
			014 ₂	016 ₂	
	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃
008 ₂	010 ₂	012 ₂			

837 (111)

5

Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 111 524 ...	837...M
FG	806 314 111 544 ...	837...SG
FG	806 314 111 534 ...	837...G
FG	806 314 111 514 ...	837...F

010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	025 ₂
		014 ₃	016 ₃	018 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
	012 ₃	014 ₃			

837KR (158)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 158 524 ...	837KR...M
FG	806 314 158 544 ...	837KR...SG
FG	806 314 158 534 ...	837KR...G
FG	806 314 158 514 ...	837KR...F


010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	



837L (112)

5

Cilindro lungo
Zylinder lang
Long Cylinder
Zylinder lang



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 112 524 ...	837L...M
FG	806 314 112 544 ...	837L...SG
FG	806 314 112 534 ...	837L...G
FG	806 314 112 514 ...	837L...F

010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
		014 ₃	016 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃			



□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

838 (137)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

008 009 010 012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 137 524 ... 838...M 008₁ 009₁ 010₁ 012₁ 014₁

FG 806 314 137 544 ... 838...SG 012₂


FG 806 314 137 534 ... 838...G 010₂ 012₂ 014₂

FG 806 314 137 514 ... 838...F 010₂

842 (113)

5

Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

12,0 12,0 12,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 113 524 ... 842...M 012₂ 014₂ 018₂

FG 806 314 113 544 ... 842...SG 012₃ 014₃ 018₃

FG 806 314 113 534 ... 842...G 012₃ 014₃ 018₃

845 (170)

5

Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

009 010 012 014 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 170 524 ... 845...M 009₁ 010₁ 012₁ 014₁ 016₁

FG 806 314 170 534 ... 845...G 012₂ 014₂ 016₂

846 (171)

5

Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 016 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 171 524 ... 846...M 012₂ 016₂ 025₂

FG 806 314 171 534 ... 846...G 012₂ 016₂ 025₂

FG 806 314 171 514 ... 846...F 025₂

846KR (545)

5

Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 545 524 ... 846KR...M 016₂

FG 806 314 545 534 ... 846KR...G 016₂

FG 806 314 545 514 ... 846KR...F 016₂

847 (172)

5

Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 023 033

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 172 524 ... 847...M 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 033₂

FG 806 314 172 544 ... 847...SG 014₃ 016₃ 018₃ 033₃

FG 806 314 172 534 ... 847...G 010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 023₃

FG 806 314 172 514 ... 847...F 010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 023₃

FG 806 314 172 504 ... 847...SF 010₃

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

847KR (546)

5

Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 546 524 ...	847KR...M	016 ₂ 023 ₂
FG	806 314 546 534 ...	847KR...G	016 ₃ 023 ₃
FG	806 314 546 514 ...	847KR...F	016 ₃ 023 ₃

848 (173)

5


Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 173 524 ...	848...M	010 ₂ 012 ₂ 014 ₂ 016 ₂ 018 ₂ 023 ₂
FG	806 314 173 544 ...	848...SG	016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
FG	806 314 173 534 ...	848...G	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
FG	806 314 173 514 ...	848...F	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃
FG	806 314 173 504 ...	848...SF	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃



010	012	014	016	018	023
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

848L (174)

5

Cono troncato, lungo
Flat End Taper long
Cône, bout plat, long
Konus flach lang



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 174 524 ...	848L...M	012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 021 ₃
FG	806 314 174 544 ...	848L...SG	014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 021 ₃
FG	806 314 174 534 ...	848L...G	014 ₃ 016 ₃ 018 ₃



012	014	016	018	021
11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

849 (196)

5

Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 196 524 ...	849...M	009 ₁ 010 ₁ 012 ₁ 014 ₁ 016 ₁
FG	806 314 196 534 ...	849...G	009 ₂ 010 ₂ 012 ₂ 014 ₂ 016 ₂ 025 ₂
FG	806 314 196 514 ...	849...F	012 ₂



009	010	012	014	016	025
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

850 (199)

5

Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 199 524 ...	850...M	010 ₂ 012 ₂ 014 ₂ 016 ₂ 018 ₂ 023 ₂ 031 ₂
FG	806 314 199 544 ...	850...SG	014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
FG	806 314 199 534 ...	850...G	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃ 031 ₃
FG	806 314 199 514 ...	850...F	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
FG	806 314 199 504 ...	850...SF	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃



010	012	014	016	018	023	031
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

850KR (553)

5


Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 553 524 ...	850KR...M	014 ₂ 018 ₂
FG	806 314 553 544 ...	850KR...SG	014 ₃ 018 ₃
FG	806 314 553 534 ...	850KR...G	014 ₃ 018 ₃



014	018
10,0	10,0

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

850L (200)


5 Cono lungo con bordo arrotondato
Long Round Taper
Cône, bout arrondi, long
Konus lang Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 200 524 ...	850L...M	
FG	806 314 200 544 ...	850L...SG	
FG	806 314 200 534 ...	850L...G	
FG	806 314 200 514 ...	850L...F	
FG	806 314 200 504 ...	850L...SF	



012 014 016 018

11,5 11,5 11,5 11,5

012₃ 014₃ 016₃ 018₃

014₃ 016₃ 018₃

012₃ 014₃ 016₃ 018₃

012₃ 014₃

012₃ 014₃

851 (219)

5 Cono con punta non lavorante
Round Safe End Taper
Cône à extrémité mousse
Konus Sicherheitsspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 219 524 ...	851...M	
FG	806 314 219 534 ...	851...G	
FG	806 314 219 514 ...	851...F	

012 014 016

8,0 8,0 8,0

012₃ 014₃ 016₃

012₃ 014₃ 016₃

012₃ 014₃

852 (164)

5 Cono X-mas tree
Cône, pointu
Konus Spitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 164 524 ...	852...M	
FG	806 314 164 544 ...	852...SG	
FG	806 314 164 534 ...	852...G	
FG	806 314 164 514 ...	852...F	
FG	806 314 164 504 ...	852...SF	



010 012 023 033

4,0 6,0 6,0 7,0

010₁ 012₁ 023₂

023₂ 033₂


012₂ 023₂

010₂ 012₂

010₂ 012₂

855 (197)

5 Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 197 524 ...	855...M	
FG	806 314 197 544 ...	855...SG	
FG	806 314 197 534 ...	855...G	
FG	806 314 197 514 ...	855...F	

012 014 025

6,0 6,0 7,0

012₁ 014₁ 025₁

012₂ 014₂ 025₂

012₂ 014₂ 025₂

014₂

856 (198)

5 Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 198 524 ...	856...M	
FG	806 314 198 544 ...	856...SG	
FG	806 314 198 534 ...	856...G	
FG	806 314 198 514 ...	856...F	
FG	806 314 198 504 ...	856...SF	



009 010 012 014 016 018 021 025

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

009₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 025₂

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

009₃ 010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

010₃ 012₃ 016₃

856L (199)

5 Cono lungo a punta arrotondata
Long Round End Taper
Cône, long, bout arrondi
Langer Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 199 524 ...	856L...M	
FG	806 314 199 544 ...	856L...SG	
FG	806 314 199 534 ...	856L...G	
FG	806 314 199 514 ...	856L...F	



014 016 018 021

9,0 9,0 9,0 9,0

014₂ 016₂ 018₂ 021₂

014₃ 016₃ 018₃ 021₃

014₃ 016₃ 018₃ 021₃

014₃ 016₃ 018₃ 021₃

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

857 (220)



Cono lungo a punta arrotondata non lavorante
Round Safe End Taper
Cône, bout mousse et arrondi
Konus rund Sicherheitsspitze



858 (165)



Cono a punta
Needle
Cône, pointu
Konus Spitze



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

012 014 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 220 524 ... 857...M

012₃ 014₃ 016₃

FG 806 314 220 544 ... 857...SG

014₃ 016₃

FG 806 314 220 534 ... 857...G

012₃ 014₃ 016₃

FG 806 314 220 514 ... 857...F

012₃ 014₃

Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 165 524 ... 858...M

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

FG 806 314 165 544 ... 858...SG

014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 165 534 ... 858...G

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 165 514 ... 858...F

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 165 504 ... 858...SF

010₃ 012₃ 014₃ 016₃

859 (166)



Cono a punta
Needle
Cône, pointu
Konus Spitze



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10

010 012 014 016 018 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE

FG 806 314 166 524 ... 859...M

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂

FG 806 314 166 544 ... 859...SG

018₃

FG 806 314 166 534 ... 859...G

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃

FG 806 314 166 514 ... 859...F

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 166 504 ... 859...SF

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

859L (167)



Cono a punta lungo
Needle long
Cône, pointu long
Konus Spitze, lang



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

11,5 11,5 11,5 11,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 167 524 ... 859L...M

010₃ 014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 167 544 ... 859L...SG

016₃ 018₃

FG 806 314 167 534 ... 859L...G

014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 167 514 ... 859L...F

010₃ 014₃ 016₃

FG 806 314 167 504 ... 859L...SF

010₃ 014₃ 016₃

860 (247)



Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 012 014 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

4,0 5,0 5,0 5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 247 524 ... 860...M

010₁ 012₁ 014₁ 016₁

FG 806 314 247 544 ... 860...SG

014₂

FG 806 314 247 534 ... 860...G

010₂ 012₂ 014₂ 016₂

FG 806 314 247 514 ... 860...F

010₂ 012₂ 014₂ 016₂

FG 806 314 247 504 ... 860...SF

010₂ 012₂ 014₂

861 (248)



Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 248 524 ... 861...M

012₁ 014₁

FG 806 314 248 534 ... 861...G

012₂ 014₂

FG 806 314 248 514 ... 861...F

012₂

FG 806 314 248 504 ... 861...SF

012₂ 014₂

862 (249)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

009 010 012 014 016 018 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 249 524 ...	862...M	009 ₂	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂
FG	806 314 249 544 ...	862...SG			012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
FG	806 314 249 534 ...	862...G		010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
FG	806 314 249 514 ...	862...F	009 ₃	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃		
FG	806 314 249 504 ...	862...SF	009 ₃	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃		

863 (250)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 250 524 ...	863...M	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	
FG	806 314 250 544 ...	863...SG			012 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃	
FG	806 314 250 534 ...	863...G			012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃
FG	806 314 250 514 ...	863...F	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃		
FG	806 314 250 504 ...	863...SF	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃			

863L (252)

5

Fiamma lunga
Flame long
Flamme, long
Flamme lang



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 252 524 ...	863L...M	016 ₃
FG	806 314 252 534 ...	863L...G	016 ₃

864 (251)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

12,0 12,0 12,0 12,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 251 524 ...	864...M	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
FG	806 314 251 544 ...	864...SG			016 ₃	018 ₃
FG	806 314 251 534 ...	864...G		014 ₃	016 ₃	018 ₃
FG	806 314 251 514 ...	864...F	012 ₃	014 ₃	016 ₃	
FG	806 314 251 504 ...	864...SF			016 ₃	

876 (287)

5

Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder
Cylindre, à biseau
Torpedo



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

009

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 287 524 ...	876...M	009 ₁
FG	806 314 287 514 ...	876...F	009 ₁

876K (296)

5

Curettage
Torpedo tapered
Cône, allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 296 524 ...	876K...M	012 ₁
----	---------------------	----------	------------------

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

877 (288)

5

Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder
Cylindre, à biseau
Torpedo



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE

FG 806 314 288 524 ... 877...M

FG 806 314 288 534 ... 877...G

FG 806 314 288 514 ... 877...F

009 010 012 018

6,0 6,0 6,0 6,0

009₁ 010₁ 012₁

012₂ 018₂

010₂ 012₂

877K (297)

5

Curettage
Torpedo tapered
Cône, allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE

FG 806 314 297 524 ... 877K...M

FG 806 314 297 544 ... 877K...SG

FG 806 314 297 534 ... 877K...G

012 014 016 018

6,0 6,0 6,0 6,0

012₁ 014₁ 016₁ 018₁

014₂ 016₂ 018₂

012₂ 014₂ 016₂ 018₂

878 (289)

5

Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder
Cylindre, à biseau
Torpedo



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 289 524 ... 878...M

FG 806 314 289 544 ... 878...SG

FG 806 314 289 534 ... 878...G

FG 806 314 289 514 ... 878...F

FG 806 314 289 504 ... 878...SF

008 009 010 012 014 016 018

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

008₂ 009₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

014₃ 016₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

008₃ 009₃ 010₃ 012₃ 014₃ 016₃

010₃ 012₃ 014₃

878K (298)

5

Curettage
Torpedo tapered
Cône allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 298 524 ... 878K...M

FG 806 314 298 544 ... 878K...SG

FG 806 314 298 534 ... 878K...G

FG 806 314 298 514 ... 878K...F

FG 806 314 298 504 ... 878K...SF

012 014 016 018 021 023

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂

014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 023₃

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 023₃

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃

012₃

879 (290)

5

Cilindro a punta
Cylindrical Torpedo
Cylindre, à biseau
Torpedo zylindrisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 290 524 ... 879...M

FG 806 314 290 544 ... 879...SG

FG 806 314 290 534 ... 879...G

FG 806 314 290 514 ... 879...F

FG 806 314 290 504 ... 879...SF

010 012 014 016 018

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

012₃ 014₃ 016₃

879L (291)

5

Cilindro a punta lungo
Torpedo long
Cylindre, à biseau, long



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 291 524 ... 879L...M

FG 806 314 291 544 ... 879L...SG

FG 806 314 291 534 ... 879L...G

FG 806 314 291 514 ... 879L...F

012 014

12,0 12,0

012₃ 014₃

014₃

012₃ 014₃

012₃ 014₃

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

879K (299)

5

Curettage
Torpedo tapered
Cône allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

012 014 016 018 021 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 299 524 ...	879K...M	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂
FG	806 314 299 544 ...	879K...SG		014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃	
FG	806 314 299 534 ...	879K...G	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃	023 ₃
FG	806 314 299 514 ...	879K...F	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃		
FG	806 314 299 504 ...	879K...SF		014 ₃				

880 (140)

5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 140 524 ...	880...M	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁		
FG	806 314 140 544 ...	880...SG			014 ₂			
FG	806 314 140 534 ...	880...G		012 ₂	014 ₂			
FG	806 314 140 514 ...	880...F		012 ₂	014 ₂			
FG	806 314 140 504 ...	880...SF		012 ₂				

881 (141)

5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 141 524 ...	881...M	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
FG	806 314 141 544 ...	881...SG			014 ₃	016 ₃	018 ₃
FG	806 314 141 534 ...	881...G	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
FG	806 314 141 514 ...	881...F	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
FG	806 314 141 504 ...	881...SF		012 ₃	014 ₃		

881KS (146)

5

Cilindro KS
KS Cylinder
Cylindre KS
Zylinder KS



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF

FG	806 314 146 544 ...	881KS...SG	014 ₂	016 ₂	018 ₂
----	---------------------	------------	------------------	------------------	------------------


□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

★ GRUPPO 1 2 3

882 (142)

5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 142 524 ...	882...M
FG	806 314 142 544 ...	882...SG
FG	806 314 142 534 ...	882...G
FG	806 314 142 514 ...	882...F
FG	806 314 142 504 ...	882...SF

012 ₂	014 ₂
	014 ₃
012 ₃	014 ₃
012 ₃	014 ₃
012 ₃	

883 (539)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 539 524 ...	883...M
FG	806 314 539 534 ...	883...G
FG	806 314 539 514 ...	883...F

010 ₁
010 ₂
010 ₂

884 (129)

5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder
Cylindre, bout pointu
Zylinder Spitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 129 524 ...	884...M
FG	806 314 291 534 ...	884...G
FG	806 314 291 514 ...	884...F

010 ₁	012 ₁
	012 ₂
	012 ₂

885 (130)

5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder
Cylindre, bout pointu
Zylinder Spitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 130 524 ...	885...M
FG	806 314 130 544 ...	885...SG
FG	806 314 130 534 ...	885...G
FG	806 314 130 514 ...	885...F

008 ₂	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂
			014 ₃	018 ₃
		012 ₃	014 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃		

886 (131)

5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder
Cylindre, bout pointu
Zylinder Spitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 131 524 ...	886...M
FG	806 314 131 544 ...	886...SG
FG	806 314 131 534 ...	886...G
FG	806 314 131 514 ...	886...F
FG	806 314 131 504 ...	886...SF

010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		014 ₃	016 ₃	
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃			



888 (496)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 496 524 ...	888...M
FG	806 314 496 534 ...	888...G
FG	806 314 496 514 ...	888...F
FG	806 314 496 504 ...	888...SF

012 ₂
012 ₃
012 ₃
012 ₃

889 (540)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

009 010

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,5 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 540 524 ...	889...M
FG	806 314 540 544 ...	889...SG
FG	806 314 540 534 ...	889...G
FG	806 314 540 514 ...	889...F
FG	806 314 540 504 ...	889...SF

009 ₁	010 ₁
009 ₂	010 ₂
009 ₂	010 ₂
009 ₂	010 ₂

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

898 (213)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 213 524 ... 898...M 016₂

FG 806 314 213 534 ... 898...G 016₃

FG 806 314 213 514 ... 898...F 016₃

899 (033)

5

Football
Pointed Bud
Bouton pointu
Knospenspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

021 027 031

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,5 7,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 033 524 ... 899...M 021₃ 027₃ 031₃

FG 806 314 033 544 ... 899...SG 021₃ 027₃ 031₃

FG 806 314 033 534 ... 899...G 021₃ 027₃ 031₃

FG 806 314 033 514 ... 899...F 021₃ 027₃

FG 806 314 033 504 ... 899...SF 027₃

368 (257)

5

Football
Pointed Bud
Bouton pointu
Knospenspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 016 018 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,5 3,5 4,5 5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 257 524 ... 368...M 010₁ 016₁ 018₁ 023₁

FG 806 314 257 544 ... 368...SG 016₂ 018₂ 023₂

FG 806 314 257 534 ... 368...G 016₂ 018₂ 023₂

FG 806 314 257 514 ... 368...F 010₂ 016₂ 018₂ 023₂

FG 806 314 257 504 ... 368...SF 010₂ 016₂ 018₂ 023₂

370 (507)

5

Per modellare le superfici
For contouring the surface
Pour façonner la surface
Zur Oberflächengestaltung



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 507 524 ... 370...M 023₃

FG 806 314 507 534 ... 370...G 023₃

FG 806 314 507 514 ... 370...F 023₃

379 (277)

5

Ovale
Egg Shape - Football
Ovoide
Eiförmig



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018 023 029

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 277 524 ... 379...M 012₁ 014₁ 016₁ 018₁ 023₂ 029₂

FG 806 314 277 544 ... 379...SG 016₂ 018₂ 023₂ 029₂

FG 806 314 277 534 ... 379...G 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 029₂

FG 806 314 277 514 ... 379...F 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 029₂

FG 806 314 277 504 ... 379...SF 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 029₂

390 (274)

5

Granata
Grenade
Grenade
Granate



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 274 524 ... 390...M 016₂

FG 806 314 274 514 ... 390...F 016₂

FG 806 314 274 504 ... 390...SF 016₂

392 (465)

5

Interproximale
Interproximal
Interdentaire
Interdental



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 465 524 ... 392...M 016₂

FG 806 314 465 514 ... 392...F 016₂

FG 806 314 465 504 ... 392...SF 016₂

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

909 (068)

5

Ruota
Round Wheel
Roue
Rad Reifen



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018 027 037 040

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,5 1,0 1,0 1,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 068 524 ...	909...M	018 ₃ 027 ₃ 037 ₃ 040 ₃
FG	806 314 068 544 ...	909...SG	037 ₃ 040 ₃
FG	806 314 068 534 ...	909...G	037 ₃ 040 ₃

653 (510)

5

Reducer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 510 524 ...	653...M	018 ₃
FG	806 314 510 544 ...	653...SG	018 ₃
FG	806 314 510 534 ...	653...G	018 ₃

654 (516)

5

Reducer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 516 524 ...	654...M	018 ₃
FG	806 314 516 544 ...	654...SG	018 ₃
FG	806 314 516 534 ...	654...G	018 ₃

655 (516)

5

Reducer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 516 524 ...	655...M	018 ₃
FG	806 314 516 544 ...	655...SG	018 ₃
FG	806 314 516 534 ...	655...G	018 ₃

882 (142) TURBO

5

Cilindro arrotondato
Round end cylinder
Cylindre à bout arrondi
Zylinder, rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 142 524 ...	882...M-T	012 ₃
FG	806 314 142 534 ...	882...G-T	012 ₃ 014 ₃

886 (131) TURBO

5

Cilindro a punta
Beveled cylinder
Cylindre pointu
Zylinder, spitz



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm


10,0 10,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 131 524 ...	886...M-T	012 ₃ 014 ₃
FG	806 314 131 544 ...	886...SG-T	014 ₃
FG	806 314 131 534 ...	886...G-T	012 ₃ 014 ₃

BAMBINO

5

Bambino
Baby
Enfants
Kind



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

007 007 007 007 007 009 007 008 012 008 010

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,7 2,0 3,5 2,0 2,8 1,0 3,5 3,0 6,0 1,0 1,0

001	137	138	160	274	277	295	108	171	010	010
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 1 2 3

C151

3  Fresa per osso
Bone Cutter
Fraise à os
Knochenfräser

 **ENDO I**  max. 100.000 min⁻¹

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 11,0

Shank  ORDINE N°

FGXL  500 316 199 295 ... 016₅

C161

3  Fresa per osso
Bone Cutter
Fraise à os
Knochenfräser

 **LINDEMANN**  max. 160.000 min⁻¹

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 9,2

Shank  ORDINE N°

HP  500 104 408 295 ... 016₆

RAL  500 205 408 295 ... 016₆

FGXL  500 316 408 295 ... 016₆

C161A

3  Fresa per osso
Bone Cutter
Fraise à os
Knochenfräser

  max. 160.000 min⁻¹

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 010

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 9,5

Shank  ORDINE N°

FGL  504 316 190 006 ... 010₆

C162

3  Fresa per osso
Bone Cutter
Fraise à os
Knochenfräser

 **LINDEMANN**  max. 160.000 min⁻¹

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 9,2

Shank  ORDINE N°

HP  500 104 408 297 ... 016₇

RAL  500 205 408 297 ... 016₇

FGXL  500 316 408 297 ... 016₇

C166

3  Fresa per impianti a lama
Cutter for blade implants
Fraise pour implant lame
Fräser für Blattimplantate

 **LINDEMANN**

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 9,2

Shank  ORDINE N°

HP  500 104 409 297 ... 021₈

RAL  500 205 409 297 ... 021₈

C162A

3  Fresa per osso
Conical, extra long
Cône, extra long
Konisch, extra lang

 **LINDEMANN**

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 9,2

Shank  ORDINE N°

HP  500 104 408 298 ... 016₉

RAL  500 205 408 298 ... 016₉

FGXL  500 316 408 298 ... 016₉

C254

3  Fresa lunga conica
Long drill conical
Longue forage coniques
Langer Bohrer konisch

  max. 160.000 min⁻¹

Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm 06


Shank  ORDINE N°

HP  500 104 254 297 ... 016₉

FGXL  500 316 254 297 ... 012₉




KIT 001 DI PREPARAZIONE



		858 534 012			879 534 014
		858 514 012			878 514 014
		850 534 016			864 534 018
		850 514 016			864 514 016
		856 534 018			379 534 018
		856 514 018			801 534 021

		846 534 016
		846 514 016
		886 534 018
		886 514 018
		879 534 018
		879 514 018

KIT DI PREPARAZIONE A SPALLA TECNICA DOTT. GIANCARLO ROSELLA

		TR01 524 014
		TR02 534 014
		TR03 534 014
		ANT 524 018
		TR05 514 014
		TR06 514 016



KIT 002 DI PREPARAZIONE


		858 534 012			879 534 014
		858 514 012			878 514 014
		850 534 016			886 534 018
		850 514 016			886 514 018
		856 534 018			379 534 018
		856 514 018			379 514 018


□ -M- ISO 524 (110-120 µm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 µm) Anello Nero - SUPERGROSSA ● -G- ISO 534 (135 µm) Anello verde - GROSSA ● -F- ISO 514 (50 µm) Anello Rosso - FINE ● -SF- ISO 504 (30 µm) Anello Giallo - SUPERFINE

DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND DISCS / DISQUES DIAMANTS / DIAMANTSCHLEIBEN

ISO 104 / ISO 204	45 μ	SUPERFLEX		
	L mm	REF 0,10 SF 912 ¹⁷		
	L mm	REF 0,10 SF 913 ¹⁷		
	L mm	REF 0,15 SF 914 ¹⁸		
ISO $\varnothing = 1/10 = \text{mm}$			190	220



ISO 104 / ISO 204	75 μ	FLEX		
	L mm	REF 0,2 F 919 ¹⁷		
	L mm	REF 0,3 F 928 ¹⁸		
ISO $\varnothing = 1/10 = \text{mm}$			190	220



ISO 104 / ISO 204	45 μ	SUPERFLEX		
	L mm	REF 0,12 SF 920 ¹⁷		
ISO $\varnothing = 1/10 = \text{mm}$			220	



□ -M- ISO 524 (110-120 μm) Senza Anello - MEDIA ■ -SG- ISO 544 (180 μm) Anello Nero - SUPERGROSSA ■ -G- ISO 534 (135 μm) Anello verde - GROSSA ■ -F- ISO 514 (50 μm) Anello Rosso - FINE ■ -SF- ISO 504 (30 μm) Anello Giallo - SUPERFINE

* GRUPPO 17 18

