

L.E.O. PLUS

Laser for Evolutive Operations


MADE IN ITALY



✓ laser a diodi
✓ led blu

Il primo dispositivo medicale con funzionalità Laser / Led integrati in un unico prodotto.

- Funzionamento a batterie • Display 7" a colori touch screen • Doppio codice di accesso
- Misura fluenza energia • 60 Programmi Laser personalizzabili • 12 Programmi Led
- Pedale wireless con tecnologia Bluetooth • Tip Laser riutilizzabili e autoclavabili
- Autonomia dispositivo fino a 5 giorni • Autonomia pedale fino a 2 giorni
- Livelli di carica delle batterie visualizzabili sul display



TRATTAMENTI	
LASER	<ul style="list-style-type: none">✓ Chirurgia✓ Endodonzia✓ Parodontologia✓ Decontaminazione✓ Terapia PDTa✓ Periimplantiti✓ Protesi✓ Afte/Herpes✓ Mucositi✓ Sbiancamento
BIOSTIMOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none">✓ Post-traumatici✓ Cura di problemi ATM✓ Cura di problemi muscolari
LED	<ul style="list-style-type: none">✓ Polimerizzazione compositi✓ Sbiancamento dentale














Caratteristiche

DATI TECNICI	
• LASER A DIODI	
Lunghezza d'onda	810nm \pm 10nm
Potenza max (CW)	7,0 Watt
Frequenza max	20 KHz
Modalità	CW, Pulsata
Tip laser	200 μ m - 300 μ m - 400 μ m
• LED BLU	
Lunghezza d'onda	440÷480 nm
Potenza max (CW)	2000 mW
Modalità	CW, Pulsata, Incrementale

DOTAZIONE STANDARD
DISPOSITIVO L.E.O. PLUS
MANIPOLO LASER
TIP LASER (15pz)
OCCHIALI DI PROTEZIONE (3pz)
PEDALE WIRELESS
CARICABATTERIE (2pz)
DVD

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
LHZ3000	MANIPOLO LASER ZAFFIRO	
LPZ3001	PUNTALE ZOOM	
LPC3002	ADATTATORE TIP ZAFFIRO	
ZCT500	TIP ZAFFIRO CONICO	
ZST600	TIP ZAFFIRO SCALPELLO	
DG5012	DESEN GEL	

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
LC5002	MANIPOLO LED	
BT5008	PUNTALE ONDA PIANA	
TT5108	PUNTALE TERAPIA 60°	
DL300	TIP TOTAL IRRADIATION 300 μ m	
IRIC3	KIT DECONTAMINAZIONE PDTa	
VL5013	VALIGIA	