

Cannula aspirasaliva monouso AsaFresh
con punta saldata

AsaFresh disposable saliva ejector
with bonded tip

2908E
15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

*Polibags of 100 pieces.
Carton of 10 polibags (1000 pcs.)*



2908E-VTS15



2908E-TTS15



2908E-TCS15



2908E-BBS15

Cannula aspirasaliva monouso AsaFresh
con punta rimovibile

AsaFresh disposable saliva ejector
with removable tip

2908E
13 cm / 15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

*Polibags of 100 pieces.
Carton of 10 polibags (1000 pcs.)*



2908E-VT13
2908E-VT15



2908E-TT13
2908E-TT15



2908E-AT13
2908E-AT15

Evolution

**La cannula che anticipa il futuro
The saliva ejector that brings you the future, today**



L'evoluzione della sicurezza.

Dalla ricerca Asa Dental nasce Evolution, la cannula aspirasaliva con i più alti standard di eccellenza, un prodotto ideale per il presente e perfetto per il futuro.

Evolution infatti è la prima cannula realizzata completamente senza ftalati, composti chimici usati nelle materie plastiche al fine di migliorarne la modellabilità e che da anni sono oggetto di analisi e controlli sempre più restrittivi a causa delle potenzialità nocive che possono avere in determinate condizioni di uso. Grazie alla nuova miscela, la cannula Evolution risulta più morbida e quindi più facile da modellare e da inserire all'interno della cavità orale. La qualità del materiale utilizzato impedisce inoltre la formazione di strozzature, assicurando così un'assoluta capacità filtrante ed agevolando il lavoro del dentista.



The next step in patient safety.

Asa Dental launches Evolution, a new saliva ejectors line produced with the highest safety and excellence standards, ideal for the present and perfect for the future.

Evolution is the first one hundred percent phthalates-free saliva ejector. Phthalates are chemicals used to make plastics more malleable. Their use has been increasingly monitored and analyzed in recent years, in view of the potential health risks of phthalates-based products, when used in certain ways. The new formula makes Evolution softer and easier to shape and insert in the patient's mouth. The quality of the materials used helps prevent bottlenecks and ensures a perfect flow, making the dentist's job much easier.

Numero di Brevetto/Patent Number BO2010U000132

Cannula aspirasaliva monouso Evolution
con punta saldata

Evolution disposable saliva ejector
with bonded tip

2909E

15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

Polibags of 100 pieces.

Carton of 10 polibags (1000 pcs.)



2909E-BBS15

2909E-TCS15

2909E-TTS15

Cannula aspirasaliva monouso Evolution
con punta rimovibile

Evolution disposable saliva ejector
with removable tip

2909E

13 cm / 15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

Polibags of 100 pieces.

Carton of 10 polibags (1000 pcs.)



2909E-AT13
2909E-AT15

2909E-TT13
2909E-TT15

2909E-VT13
2909E-VT15

Cannula Asa Dental



Le cannule aspirasaliva flessibili

Fra le ultime innovazioni di Asa Dental ricordiamo la già conosciuta Total-Comfort, la cannula con il cappuccio completamente morbido, e la nuovissima cannula AsaFresh all'aroma di menta che oltre ad avere un gradevolissimo e confortevole aroma alla menta rende il dispositivo più accettabile anche da un punto di vista psicologico del paziente, aspetto quest'ultimo tutt'altro che trascurabile nella pratica odontoiatrica quotidiana.

Il tubo è realizzato in PVC atossico, ha ottima memoria di mantenimento della posizione, ed il filo in esso affogato è inserito con metodi e materiali che ne impediscono la fuoriuscita, sia durante la modellazione che durante l'utilizzo della cannula, garantendo così la protezione del paziente e dell'operatore.

L'offerta spazia fra diverse lunghezze, 13 cm e 15 cm, tra innumerevoli colori, trasparenti od opachi, ed altrettanti abbinamenti di cappuccio. Il cappuccio può essere saldato, realizzato in PVC, o rimovibile, realizzato in Polietilene.

Le cannule sono racchiuse in singoli sacchetti di polietilene da 100 o 250 pezzi, a sua volta confezionate in cartoni da 1000 o 5000 pezzi. Tutte le cannule aspirasaliva AsaDental, dispositivo medico in classe IIa, sono conformi alla Direttiva Europea 93/42/CEE, così come modificata dalla 2007/47, ed alle relative leggi italiane di recepimento e certificate in conformità all'allegato V della Direttiva 93/42/CEE dall'Organismo Notificato n. 0546 – Certiquality.

The flexible saliva ejectors

Innovative disposable products recently launched by Asa Dental include Total Comfort, the well known soft tip saliva ejectors line, and Asa Fresh, the brand new mint-scented saliva ejectors line designed to provide a pleasant feeling of mouth freshness and help patients relax throughout the duration of the visit, a very important aspect of everyday dentistry.

The tube is made of non-toxic PVC and easily retains the selected shape.

The wire in the tube is added using materials and procedures specifically designed to ensure both patient and dentist safety while the aspirator is being bent and used.

Saliva ejectors are available in two length 13 and 15 cm and in many colours, transparent or matt, and tip combinations.

Clients can choose between a bonded tip, made of PVC, or a removable tip, made of polyethylene, between a polybag of 100 pieces each, and a polybag of 200 pieces each and packaged in cartons of 1,000 or 5,000 pieces in total.

All the Asa Dental saliva ejectors are Class IIa medical devices in conformity with European Directive 93/42/EEC, amended by 2007/47, and the relative Italian implementation laws, certified in conformity with Annex V of Directive 93/42/EEC of the Notified Body No. 0546 – Certiquality.



Cannula aspirasaliva monouso
con punta saldata

Disposable saliva ejector
with bonded tip

2900E

15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

*Polibags of 100 pieces.
Carton of 10 polibags (1000 pcs.)*



2900E-TCS15

2900E-TTS15



2900E-ATS15

2900E-BBS15

2900E-VTS15

Monouso Disposables**Cannula aspirasaliva monouso con punta rimovibile**Disposable saliva ejector
with removable tip**2900E**

13 cm / 15 cm

Sacchetti da 100 pezzi
Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)Polibags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)**2901E**

13 cm / 15 cm

Sacchetti da 250 pezzi
Cartone da 20 sacchetti (5000 pz.)Polibags of 250 pieces.
Carton of 20 polybags (5000 pcs.)2900E-AT13
2900E-AT152901E-AT13
2901E-AT152900E-TT13
2900E-TT152901E-TT13
2901E-TT152900E-VT13
2900E-VT152901E-VT13
2901E-VT15

Cannula aspirasaliva monouso
con punta rimovibile

Disposable saliva ejector
with removable tip

2900E

13 cm / 15 cm

Sacchetti da 100 pezzi

Cartone da 10 sacchetti (1000 pz.)

Polibags of 100 pieces.

Carton of 10 polibags (1000 pcs.)



2900E-BT13
2900E-BT15



2900E-GT13
2900E-GT15



2900E-LT13
2900E-LT15



2900E-OT13
2900E-OT15



2900E-RT13
2900E-RT15



2900E-ZT13
2900E-ZT15

TOTAL-COMFORT™ Soft Tip Aspirators

Gentle Elastic Tips



Total-Comfort è l'originale cappuccio morbido a misura di paziente!

Una ventata d'innovazione nei sistemi di aspirazione.

I comuni cappucci in plastica dura possono essere fastidiosi mentre il nuovo cappuccio Total-Comfort completamente realizzato in plastica morbida risulta più confortevole per il paziente!

Total-Comfort Soft Tip Aspirators è già utilizzato con successo da molti odontoiatri che, per le sue caratteristiche di morbidezza e flessibilità, lo ritengono la risposta ideale nel trattamento dei pazienti con tessuti sensibili. Realizzata in materiale al 100% privo di lattice, la cannula Total-Comfort con cappuccio morbido è proposta con cappuccio saldato e rimovibile; con tubo bianco e trasparente.

Lunghezza totale di 155 mm; in sacchetti da 100 pezzi.

È un prodotto brevettato!

Soft tip aspirators offer the original truly cushioned, patient-friendly design!

A breath-taking innovation.

Hard plastic tip aspirators are just that-hard! They could pinch lingual surfaces, could jab the mandible and aspirate tender tissue. Here is a truly comfortable solution-so comfortable, it's patented! Total-Comfort Soft Tip Aspirators feature cushioned, flexible, patient-friendly tips.

Tested and proven to be gentle on soft tissue and bone while reducing soft tissue aspiration, it perfectly fits with the dentists requirements of using softer tip during the treatment of particularly swollen or sensitive gums.

Soft tips are securely bonded or removable. 100% non-latex. 155 mm long. 100 aspirators per bag with white or clear tubing.

Mascherine Chirurgiche

Surgical Face Masks

Prodotte con materiali di alta qualità,
in TNT, ipoallergeniche, prive di fibre di vetro.
Livello di B.F.E. 99,7%.

*Made of high quality materials,
Non-Woven, hypoallergenic, without fibreglass.
Level of B.F.E. 99,7%.*



3450E-V

Mascherina verde con elastici
confezione da 50 pezzi, cartone da 6 confezioni
*Green earloop face mask
box of 50 pieces, carton of 6 boxes*



3450E-R

Mascherina rosa con elastici
confezione da 50 pezzi, cartone da 6 confezioni
*Pink earloop face mask
box of 50 pieces, carton of 6 boxes*



3450E-B

Mascherina bianca con elastici
confezione da 50 pezzi, cartone da 6 confezioni
*White earloop face mask
box of 50 pieces, carton of 6 boxes*



3450E-C

Mascherina celeste con elastici
confezione da 50 pezzi, cartone da 6 confezioni
*Light blue earloop face mask
box of 50 pieces, carton of 6 boxes*

Salviette
Napkins

Three polypaper
33x45 cm - Cartone da 500 pezzi

*Three polypaper
33x45 cm - Carton of 500 pieces*



3510-C
Celeste
Light blue



3200
Catenella reggi salviette
Patient bib chain



3510-B
Bianco
White



3510-V
Verde
Green



3510-HC
Ippopotami Celesti
Light blue Hippo



3510-HR
Ippopotami Rosa
Pink Hippo



3510-P
Rosa
Pink



3510-G
Giallo
Yellow

Two polypaper
33x45 cm - Cartone da 500 pezzi

*Two polypaper
33x45 cm - Carton of 500 pieces*



3509-O
Arancio
Orange



3509-L
Lilla
Violet

Monouso Disposables

Mantelline protettive

Bibs

Mantelline tipo impermeabile
a due strati in polietilene e carta

*Tear off roll comprising two ply
waterproof bibs made of polyethylene and paper*



3251E-C (celeste/blue)

3251E-V (verde/green)

3251E-B (bianco/white)

Rotolo da 80 strappi 50 x 60 cm
in cartone da 15 rotoli.

*Roll of 80 bibs 50 x 60 cm
in carton of 15 rolls.*

3252E-C (celeste/blue)

3252E-V (verde/green)

3252E-B (bianco/white)

Rotolo da 60 strappi 50 x 80 cm
in cartone da 15 rotoli.

*Roll of 60 bibs 50 x 80 cm
in carton of 15 rolls.*

Mantelline in polietilene

Tear off roll comprising polyethylene bibs



3253E-C (celeste/blue)

3253E-V (verde/green)

3253E-B (bianco/white)

Rotolo da 200 strappi 48 x 60 cm
in cartone da 6 rotoli.

*Rolls of 200 bibs 48 x 60 cm
in carton of 6 rolls.*



3250-1

Distributore colore bianco

Dispenser, white



Rotoli per sterilizzare

I rotoli per la sterilizzazione, così come le buste, sono prodotti di fondamentale importanza per il corretto processo di sterilizzazione e conservazione degli strumenti ed è quindi importante che abbiano caratteristiche qualitative elevate. I rotoli sono realizzati con carta medical grade da 60g/m² e spessore di 83µm con un accoppiato non delaminabile, con adesivo senza solvente, di poliestere/polipropilene da 58g/m² e spessore di 56µm con caratteristiche di buona chiarezza, buona barriera microbiologica, ottima tenuta di saldatura, ottima apertura pelabile ed ottimo antifog; non contengono lattice.

La lunghezza del tubolare è di 200M mentre la larghezza è disponibile in 9 misure in base allo strumento:

- 50mm, consigliato per uno strumento (es. strumento a mano ad asta o più strumenti tipo uncini per diga, punte, etc.);
- 75mm, consigliato per più di uno strumento ad asta (Es. kit prima visita, specchietto, sonda, pinzetta, o per leve dritte e pinze da estrazione o ancora per ortodonzia di piccole dimensioni, puntali per light curing, etc.);
- 100mm, consigliato per più strumenti ad asta diversi o set (es. set curettes di Gracey, o siringhe dritte, strumenti articolati piccoli, pinze da estrazione, leve, contrangoli, turbine, divaricatori, etc.);
- 150mm, consigliato per più strumenti ad asta o leve tipo Barry, strumenti articolati, siringhe tipo "pistola", martelli per chirurgia, rack o cassette per sterilizzazione tipo piccolo, etc.;
- 200mm, consigliato per più strumenti, o rack e cassette di sterilizzazione tipo piccolo, etc.;
- 250mm, consigliato per strumenti particolarmente voluminosi o rack e cassette di sterilizzazione tipo grande, piccolo o medio, inseriti per larghezza, etc.;
- 300mm, consigliato per confezionamenti particolarmente voluminosi;

A prescindere dall'oggetto e quantità che si intende sterilizzare, all'interno della busta deve essere lasciato sufficiente spazio vuoto per permettere un corretto passaggio dell'agente sterilizzante, ed evitare così "ombre" di sterilizzazione, ed una corretta asciugatura. È presente un indicatore chimico a variazione cromatica per sistemi di sterilizzazione con vapore sastro ed ETO; si ricorda che la variazione indica solo l'esposizione al processo. Una confezione correttamente processata e correttamente stoccati mantiene uno strumento sterile senza particolari limiti; si raccomanda tuttavia di non superare i 30 giorni. I rotoli di grandi dimensioni possono essere utilizzati anche per pacchi di sterilizzazione voluminosi o per tessuti.

I rotoli sono fabbricati in conformità alle norme EN 868-1 –5 e EN 11607.



Sterilization rolls

Like the bags, the sterilization rolls are products of fundamental importance for a correct sterilization process and instrument preservation, and it is hence important that they are of the highest possible quality.

The sterilization rolls are made of 60g/m² medical-grade paper with a thickness of 83µm and 58g/m² polyester/polypolypropylene laminate with a thickness of 56µm with an undelaminatable structure and using solvent-free adhesive. They are latex-free and feature good transparency, a good microbiological barrier, excellent sealing hold, optimal peelable opening, optimal anti-fog property. The roll length is 200 m and it is available in 9 widths based on the instrument to be sterilized:

- 50mm: recommended for one instrument (e.g. handheld stem instrument or several instruments as hooks for dam frame, bits, etc.);
- 75mm: recommended for more than one stem instrument (e.g. first examination kit, mirror, probe, forceps, or for straight extraction elevators and forceps or for small orthodontics, tips for light curing, etc.);
- 100mm: recommended for several different stem instruments or sets (e.g. Gracey curette sets, straight syringes, small articulated instruments, extraction forceps, elevators, dental handpieces, turbines, retractors, etc.);
- 150mm: recommended for several stem instruments or levers type Barry, articulated instruments, "gun"-type syringes, surgical hammers, small sterilization racks or trays, etc.
- 200mm: recommended for several instruments or for small sterilization racks and trays, etc.
- 250mm: recommended for particularly large instruments or small, medium or large sterilization racks or trays inserted lengthwise, etc.
- 300mm: recommended for particularly large items.

Irrespective of the item and the quantity to be sterilized, sufficient empty space must be left in the bag to allow the sterilizing agent to run through and thus prevent sterilization "marks", as well as proper drying. A chemical colour-change indicator for saturated steam and ETO sterilization systems is also provided; please note that the colour change indicates only the exposure to the process. A properly processed and properly stored package maintains an instrument sterile without any particular time limits, however, it is advisable not to exceed 30 days. The large rolls can also be used for large sterilization packs or for fabrics.

The rolls are manufactured in conformity with EN 868-1 –5 and EN 11607 standards.

Rotoli per sterilizzare, prodotti con carta ad elevata grammatura e film di polipropilene. Dispongono di indicatore di esposizione processo di sterilizzazione.

Sterilization rolls made of one ply of paper and one ply of polypropylene. With sterilization process indicator.

Codice Code	Lunghezza Length	Larghezza Width
3400E-55	200 m	50 mm
3400E-75	200 m	75 mm
3400E-100	200 m	100 mm
3400E-150	200 m	150 mm
3400E-200	200 m	200 mm
3400E-250	200 m	250 mm
3400E-300	200 m	300 mm

Monouso Disposables

Buste per sterilizzare
Sterilization pouches



3403-75
Buste autosigillanti
75 x 250 mm, conf. da 200 pz.

*Self-sealing pouches
75 x 250 mm, box/200 pcs.*



3403-90
Buste autosigillanti
90 x 230 mm, conf. da 200 pz.

*Self-sealing pouches
90 x 230 mm, box/200 pcs.*



3403-140
Buste autosigillanti
140 x 250 mm, conf. da 200 pz.

*Self-sealing pouches
140 x 250 mm, box/200 pcs.*

Bicchierini monouso in plastica
Disposable cups

Bicchiere da 200cc
200cc cup



3818-A
Blu
Blue



3818-B
Bianco
White



3818-V
Verde
Green



3818-M
Mix: 10 pz. Blu, 10 pz. Bianco, 10 pz. Verde
Mix: 10 pcs. Blue, 10 pcs. White, 10 pcs. Green

Portarifiuti monouso
Disposable waste container



AL2767-2
Supporto in alluminio
per portarifiuti
*Aluminium base
for waste container*



AL2767-1
Portarifiuti monouso,
confezione 1000 pezzi
*Disposable waste containers,
box of 1000*


Ghiaccio sintetico
Synthetic instant ice



3600E
Sacchetto in TNT - 14 x 18 cm
Temperatura -8°C
Conf. da 25 pezzi
*Non woven bag - 14 x 18 cm
Temperature -8°C
25 bags/carton*



Vassoi monouso
Disposable trays



AL2727-1
Vassoi monouso grandi in plastica,
con fondo liscio
confezione da 400 pezzi
281x183x17 mm

*Large disposable plastic trays,
with smooth bottom
package of 400
281x183x17 mm*

AL2727-2
Vassoi monouso piccoli in plastica,
con fondo liscio
confezione da 400 pezzi
183x140x17 mm

*Small disposable plastic trays,
with smooth bottom
package of 400
183x140x17 mm*



AL2727-1Z
Vassoi monouso grandi in plastica,
con fondo zigrinato
confezione da 400 pezzi
281x183x17 mm

*Large disposable plastic trays,
with knurled bottom
package of 400
281x183x17 mm*

AL2727-2Z
Vassoi monouso piccoli in plastica,
con fondo zigrinato
confezione da 400 pezzi
183x140x17 mm

*Small disposable plastic trays,
with knurled bottom
package of 400
183x140x17 mm*



AL2738-1
Vaschette monouso grandi in plastica
confezione da 400 pezzi
200x150 mm

*Large disposable trays,
package of 400
200x150 mm*

AL2738-2
Vaschette monouso piccole in plastica
confezione da 400 pezzi
200x100 mm

*Small disposable trays
package of 400
200x100 mm*