

TAG
STRAIGHT




TAG

STRAIGHT

Platform switching.
Colletto macchinato da 1mm.

- Impianto cilindrico automaschiante
- Connessione interna esagonale
- Piattaforma unica per tutti i diametri
- Trattamento superficiale SAE per una elevata osteointegrazione


La connessione esagonale interna, con appoggio implantoprotetico conico, garantisce una maggiore stabilità riducendo i micromovimenti tra fixture ed abutment.




Ø	L. 7	L. 8,5	L. 10	L. 11,5	L. 13
	mm	mm	mm	mm	mm
3.8	-	TAG3.8X8.5ST	TAG3.8X10ST	TAG3.8X11.5ST	TAG3.8X13ST
4.25	TAG425X7ST	TAG425X8.5ST	TAG425X10ST	TAG425X11.5ST	TAG425X13ST
5.0	-	TAG5X8.5ST	TAG5X10ST	TAG5X11.5ST	TAG5X13ST

Possibile posizionamento a diverse altezze transmuose

1mm extra cresta ossea



























0,5mm extra cresta ossea



0mm extra cresta ossea



	Vite di guarigione		Transfer open tray		Transfer closed tray
	H.2 - cod. TAGVG2 H.4 - cod. TAGVG4		cod. TAGTR		cod. TAGTRAC
	Analogo da gesso		Moncone tras mucoso		Moncone dritto
	cod. TAGANA		H.1 - cod. TAGMD1 H.2 - cod. TAGMD2 H.3 - cod. TAGMD3 H.4 - cod. TAGMD4		cod. TAGMD
	Moncone zero		Moncone friction fit		Moncone dritto anatomico
	cod. TAGMD0		cod. TAGMDFF		H.1 - cod. TAGMDA1 H.2 - cod. TAGMDA2
	Moncone Tbase NR		Moncone Tbase Rot.		Moncone inclinato 15° cod. TAGMA15
	H.0.5 - cod. TAGTB05 H. 1 - cod. TAGTB1 H. 2 - cod. TAGTB2		H. 0.5 - cod. TAGTBR H. 1 - cod. TAGTBR1 H. 2 - cod. TAGTBR2		Moncone inclinato 25° cod. TAGMA25
	Moncone inclinato anatomico 15°		Moncone inclinato anatomico 25°		Cilindro provvisorio in titanio N/R
	H.1 - cod. TAGMAA151 H.2 - cod. TAGMAA152		H.1 - cod. TAGMAA251 H.2 - cod. TAGMAA252		cod. TAGMP
	Cilindro provvisorio in titanio R rotante		Cilindro calcinabile N/R		Cilindro calcinabile R rotante
	cod. TAGMPR		cod. TAGCC		cod. TAGCCR
	Moncone da sovrapposizione base N/R Cr/Co		Moncone da sovrapposizione base rotante Cr/Co		Tag lok
	cod. TAGCR		cod. TAGCRR		H.1 - cod. TAGLC1 H.2 - cod. TAGLC2 H.3 - cod. TAGLC3 H.4 - cod. TAGLC4 H.5 - cod. TAGLC5
	Moncone a pallina		Cappetta bassa aperta		Cappetta in Teflon cod. TAGCAPT
	H.1 - cod. TAGASF1 H.2 - cod. TAGASF2 H.3 - cod. TAGASF3 H.4 - cod. TAGASF4		cod. TAGCAP		

	Mua dritto		Mua angolato 17°		Mua angolato 30°				
	H.1 - cod. TAGMUA1 H.2 - cod. TAGMUA2 H.3 - cod. TAGMUA3 H.4 - cod. TAGMUA4		H.2 - cod. TAGMUA172 H.3 - cod. TAGMUA173 H.4 - cod. TAGMUA174		H.3 - cod. TAGMUA303 H.4 - cod. TAGMUA304 H.5 - cod. TAGMUA305				
	Cappetta di guarigione per mua		Transfer per mua		Analogo per mua				
	cod. TAGCG097		cod. TAGTRAMUA		cod. TAGANAMUA				
	Cilindro provvisorio in titanio per mua		Cilindro calcinabile per mua		Vite monconale				
	cod. TAGMDMUA		cod. TAGCCMUA		cod. TAGVM				
	Vite cilindro mua M1.4		Cacciavite digitale		Connessione per cricchetto per viti monconali				
	cod. TAGVMMUA		L10 - cod. TAGDS L15 - cod. TAGDL		L12 - cod. TAGDCS L17 - cod. TAGDCL				
	Connessione per manipolo per viti di connessione		Connessione per cricchetto per impianto		Connessione per impianto da manipolo				
	L20 - cod. TAGDMXS L26 - cod. TAGDMS L32 - cod. TAGDML		L12 - cod. TAGIDCS L17 - cod. TAGIDCL		Short - cod. TAGIDS Long - cod. TAGIDL				
	Estrattore per monconi friction		Avvitatore da manipolo per mua		Avvitatore da cricchetto per mua				
	cod. TAGEXT		cod. TAGDMUA		cod. TAGDCMUA				
	Adattatore digitale connessioni da manipolo		Cricchetto dinamometrico torque da 0 a 35 Ncm cod. TAGCRIDIN		Fresa lancia corticale				
	cod. TAGPCM		Cricchetto fisso cod. TAGCRI		L26 - cod. TAGFL26 L32 - cod. TAGFL32				
	Fresa chirurgica		Prolunga fresa		Scan abutment				
	cod. TAGFF		cod. TAGAIP		cod. TAGSBI				
	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3"> cod. TAGFF </td> <td>2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0</td> </tr> <tr> <td>3.2 / 3.5 / 3.65</td> </tr> <tr> <td>4.0 / 4.3 / 4.5 / 5.4</td> </tr> </table>	cod. TAGFF	2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0	3.2 / 3.5 / 3.65	4.0 / 4.3 / 4.5 / 5.4				
cod. TAGFF	2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0								
	3.2 / 3.5 / 3.65								
	4.0 / 4.3 / 4.5 / 5.4								

meté
Biomedical

Via Boccaccio, 8
21010 Arsago Seprio (VA)
Tel./Fax: +39 0331.796417
www.dentalmete.it